

INDICACIONES

El Láser Capilar Lufthous es un dispositivo láser de baja potencia que estimula el crecimiento de los folículos capilares de forma natural y segura. El láser capilar Lufthous es un dispositivo láser de baja potencia que estimula el crecimiento de los folículos capilares de forma natural y segura. El láser capilar Lufthous es un dispositivo láser de baja potencia que estimula el crecimiento de los folículos capilares de forma natural y segura.

Se recomienda usar el Láser Capilar Lufthous 3 veces por semana de 3 a 5 días consecutivos.

Después de la aplicación de láser, se recomienda aplicar un protector solar SPF 30 o superior en la zona tratada para proteger la piel de los rayos UV.



CÓMO USARLO

Conectar el láser al cable de alimentación de un lugar de trabajo adecuado y encender el láser. El láser capilar Lufthous es un dispositivo láser de baja potencia que estimula el crecimiento de los folículos capilares de forma natural y segura.

Luz láser de baja potencia (LPL) estimula el crecimiento de los folículos capilares de forma natural y segura. El láser capilar Lufthous es un dispositivo láser de baja potencia que estimula el crecimiento de los folículos capilares de forma natural y segura.

Usar el láser 3 veces por semana de 3 a 5 días consecutivos.



Laser Capilar Lufthous

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

INDICACIÓN ÚNICA DE LÁSER: 650nm (rojo) y 685nm (verde)
Energía de salida: 5mW (rojo) y 5mW (verde)
Energía de salida: 5mW (rojo) y 5mW (verde)
Energía de salida: 5mW (rojo) y 5mW (verde)
Energía de salida: 5mW (rojo) y 5mW (verde)



Lufthous Laser Capilar Lufthous



Lufthous



Lufthous

Laser Capilar Lufthous



Lufthous

