



RADIOFRECUENCIA



MAG 202

“**2**
años de
garantía



PROGRAMAS FACIALES

Los programas faciales son adecuados para el tratamiento de la piel relajada y problemas cutáneos relacionados con la zona facial y escote, como acné, arrugas, etc.

PROGRAMAS CORPORALES

Los programas corporales son adecuados para el tratamiento de imperfecciones como la celulitis y la piel de naranja; además, sus programas de masaje y reafirmación ayudan al cuerpo a recuperar su forma natural y la piel su elasticidad.

Características técnicas

Dimensiones (WxDxH): 27x23,5x9,5 cm

1 canal de salida

Peso Neto: 1,0 Kg

Fuente de alimentación externa: 24 Vcc

Radiofrecuencia bipolar: de 700 hasta 800 KHz.

Pantalla: Pantalla táctil

Medicina estética no invasiva

No es un tratamiento doloroso

Uso en hogar, fácil de usar



RADIOFRECUENCIA

“ **Cuídate** ”



BRAZO

CARA

CUELLO

ESCOTE

ABDOMEN

ENTREPIERNA

¿QUÉ ES LA RADIOFRECUENCIA?

El tratamiento que se obtiene mediante el uso de piezas de mano, que trabajan en frío, pasado sobre la piel, es un excelente sistema para suavizar las arrugas y reafirmar los tejidos. Estimula la actividad de los fibroblastos, las células responsables de crear nuevo colágeno. La piel tratada parece más compacta, tensa y tersa, desde el primer tratamiento.



AUMENTO DEL FLUJO SANGUÍNEO:
una mejora y estimulación de la circulación sanguínea y un mayor aporte de oxígeno a los tejidos



ESTIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO:
cambio en la estructura dérmica que resulta en una acción de estiramiento natural con una reducción en la laxitud de la piel y un aumento en la elasticidad del tejido



DRENAJE DE LÍQUIDOS:
la eliminación de sustancias de desecho (toxinas) y la reabsorción del edema local (hinchazón)



ACCIÓN LIPOLÍTICA:
actúa sobre las células grasas promoviendo una aceleración del metabolismo. Se observa una piel más compacta y lisa con atenuación de los nódulos fibróticos (grasa localizada).

RADIOFRECUENCIA

“ Un **ayuda** contra los signos del **envejecimiento** ”

ACCIÓN A CORTO PLAZO: contracción inmediata de fibras de colágeno que permite obtener un allanamiento de arrugas y una piel más lisa y compacta. Duración 2-3 días.


ACCIÓN A LARGO PLAZO: Estimulación de fibroblastos y producción de nuevo colágeno, fibra y ácido hialurónico. Piel más tonificada, compacta y radiante. Duración entre 6 y 10 meses.



ACNÉ



FALTA DE COLÁGENO



ADIPOSIDAD



CELULITIS



RADIOFRECUENCIA



“ Un ayuda contra los signos del envejecimiento

La tecnología de radiofrecuencia no ablativa (RFNA) se ha convertido en una característica estándar en la medicina estética no invasiva. La radiofrecuencia bipolar genera un campo electromagnético, que varía de positivo a negativo, provocando un movimiento rotatorio de las moléculas de agua en los tejidos, este proceso produce calor endógeno. Es una ayuda válida para las imperfecciones de la piel, arrugas y celulitis. El calor controlado y localizado (unos 41°), transmitido por la radiofrecuencia estética estimula la síntesis y producción de nuevo colágeno, fundamental para la estructura compacta y tonificada de los tejidos y la elastina, responsable de las características elásticas. Este tipo de tratamiento es un sistema perfecto para devolver el tono, la firmeza y la suavidad a la piel.

EFFECTOS
ESTÉTICOS

TRATAMIENTO
DE IMPERFEC-
CIONES

Disolución de adipocitos localizados

Reducción de arrugas con efecto lifting

Tratamiento de la piel de naranja

Aumento y mejora de la elasticidad tisular

Reducción de los nódulos de la celulitis

Mejora el tono de los tejidos haciéndolos más compactos y suaves


MAG 202

TRATAMIENTOS:


- Acné
- Adiposidad
- Arrugas
- Cartucheras
- Celulitis edematosa
- Cicatrices
- Cuperosis
- Elasticidad de la piel
- Tonificación
- Estrías
- Lipólisis
- Masaje
- Micro-Lifting Escote
- Micro-Lifting Facial
- Reestructuración De la Piel
- Colágeno

MAG 202 está indicado para el tratamiento externo de los signos del envejecimiento, con particular eficacia:


- para la remodelación de la adiposidad
- para el tratamiento de cartucheras
- para aumentar la elasticidad de los tejidos
- para reducir las protuberancias antiestéticas
- para mejorar el tono de los tejidos
- para la reducción de los nódulos de celulitis
- para reactivar la microcirculación local
- para la formación de nuevo colágeno
- para el rejuvenecimiento de la zona tratada
- para mejorar el drenaje linfático



Piel no tratada



Cabezal que genera energía



Remodelación del colágeno

